

Racegel

Gel termogelificante para preparo gengival

Composição

Cloreto de alumínio a 25% (m/m), excipientes.

Propriedades

Gel para preparo do sulco gengival prévio à tomada de impressão, que pode ser utilizado com ou sem o auxílio de fio retrator.

Sua fórmula termogelificante, aliada à sua característica adstringente, facilita a abertura do sulco gengival, controlando possíveis sangramentos. Sua consistência facilita a remoção do produto através de simples enxágue.

Indicação

- Preparo de sulcos e controle de hemorragia antes da tomada de impressão.
- Preparo de Cavidades de Classe II, III e V prévio à restauração.
- No caso de utilização de fio retrator, Racegel facilita a colocação do fio no sulco.

Contraindicação

Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula.

Modo de uso

- Retirar a tampa da seringa.
- Instalar uma ponteira aplicadora.
- Aplicar quantidade suficiente de gel diretamente no sulco, seguindo lentamente a periferia do dente preparado.
- Se necessário, complemente o processo com um fio retrator.
- Deixar Racegel agir durante cerca de dois minutos.
- Em caso de persistência de hemorragia, reaplicar o produto e aguardar mais dois minutos.
- Enxaguar.
- Secar delicadamente com jato de ar.
- Realizar a tomada de impressão.

Advertências e precauções de uso

Xi – Irritante para os olhos e a pele.

Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

Risco de alergia ao oxiquinol.

Conservação

Temperatura: Manter a uma temperatura abaixo de 25°C.

Apresentação

- 3 seringas com 1,4 g de gel
- 30 ponteiras aplicadoras para o gel

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Uso profissional

Registro ANVISA nº 10291220085

Responsável Técnico:

Taís Cúgola Coelho Pereira

CRF-SC: 13.884

Importado e Distribuído no Brasil por:

TDV Dental Ltda

CNPJ: 81.591.786/0001-60

Rua XV de Novembro, 9944 - Testo Central

CEP 89107-000 Pomerode - SC - Brasil

SAC: (47) 3395-6115

AFE ANVISA: 1.02.912-2

Fabricado por:

SEPTODONT

58, rue du Pont de Créteil

94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - França

